



ENDOBLACK

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η επιτυχία στην ενδοδοντία συνδέεται με την μέγιστη συμμόρφωση στα πρωτόκολλα εργασίας των εργαλείων και την ποιότητα τους, που παρέχονται στον ιατρό. Με τη νέα σειρά προϊόντων „ENDOBLACK“, η KOHLER Medizintechnik ικανοποιεί αυτή την απαίτηση των ενδοδοντιστών, προσθέτοντας εργονομικά στοιχεία που αυξάνουν την άνεση εργασίας.

Η εργασία κάτω από το μικροσκόπιο γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη στην ενδοδοντία. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, είτε πρόκειται για συμβατική πρόσβαση είτε για ενδοδοντική χειρουργική. Η αντι-ανακλαστική επικάλυψη διευκολύνει την εργασία κάτω από το φως του μικροσκοπίου και γενικότερα αποφεύγεται η οπτική κόπωση κατά τη διάρκεια των διαφόρων κλινικών

σταδίων και κατά τη δημιουργία της κοιλότητας και της ενδοδοντικής εργασίας. Ο σχεδιασμός των νέων λαβών διευκολύνει επίσης τη διαδικασία καθαρισμού τους.

Τα εργαλεία είναι ταξινομημένα σε δύο κασετίνες, το καθένα στη σειρά, σύμφωνα με την σειρά εφαρμογής τους στη „συμβατική ενδοδοντία“ και στην „ενδοδοντική χειρουργική“.

**ΑΝΤΙ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ**

